



**ProfilerPro® キナーゼ阻害剤プロファイリングキット
(LabChip 3000, EZ Reader, DeskTop Profiler用)**

商品番号	商品名	注意事項	サンプル数	コスト/ サンプル	保存温度	価格	納期
760373	ProfilerPro™ Plate Kit 1	カルタヘナ	384	¥438	-70℃	¥168,000	3週間
760374	ProfilerPro™ Plate Kit 2	医薬用外毒物/カルタヘナ	384	¥438	-70℃	¥168,000	3週間
760441	ProfilerPro™ Plate Kit 3	医薬用外毒物/カルタヘナ	384	¥438	-70℃	¥168,000	3週間
760442	ProfilerPro™ Plate Kit 4	医薬用外毒物/カルタヘナ	384	¥438	-70℃	¥168,000	3週間
760462	ProfilerPro™ Plate Kit 5	医薬用外毒物/カルタヘナ	384	¥438	-70℃	¥168,000	3週間
760463	ProfilerPro™ Plate Kit 6	医薬用外毒物/カルタヘナ	384	¥438	-70℃	¥168,000	3週間
760474	ProfilerPro™ Plate Kit 7	医薬用外毒物/カルタヘナ	384	¥438	-70℃	¥168,000	3週間
760475	ProfilerPro™ Plate Kit 8	医薬用外毒物/カルタヘナ	384	¥438	-70℃	¥168,000	3週間

※ ProfilerPro キットのカスタマイズも承っています。詳細は、弊社LabChip担当者にお問い合わせ下さい。

※ 納期は、在庫状況および輸入業者の予期せぬトラブルにより、やむをえず遅延してしまう場合がございます。遅延発生時は、弊社としましては、事態収拾に向けて最善を尽くさせていただきます。

ProfilerPro™ Kit キナーゼリスト

No.	Plate 1	Plate 2	Plate 3	Plate 4	Plate 5	Plate 6	Plate 7	Plate 8
1	MAPKAPK2	PKC β 2	AURB	MSK2	EPHA1	ROCK1	JAK2	Ret Y804L
2	AurA	ROCK2	FGFR2	P38 γ	EPHA2	PASK	ROS	SRM
3	PKC ζ	CDK2	FGFR3	PKD1	EPHA3	PHKG1	Ret	PRKX
4	RSK1	MST2	ABL Q252H	MARK2	EPHA4	Yes	EPHB1	GSK3 α
5	MAPKAPK5	PKG1 α	AURC	BMX	EPHA5	Pim-3	FGFR3 K650E	FGFR1 V561M
6	Erk1	PAK2	FGFR4	CSNK1A1	EPHB2	PHKG2	EGFR T790M L858R	NTRK2
7	PKD2	IGF1R	EGFR	PKD3	EPHB3	DCAMKL1	Ret Y791F	p38 α / SAPK2a T106M
8	CK1 δ	FGFR1	ABL T315I	BRSK1	EPHB4	EGFR T790M	TXK	DDR2
9	CHK1	MARK1	IKK β	NEK2	DYRK1b	DYRK3	ITK	CK1 ε
10	ABL	CAMK2 δ	MAPKAPK3	PIM1	LYNB	DYRK4	TYRO3	MST3
11	FYN	PIM2	P38 β 2	SGK2	GCK	CLK2	CaMK2 α	PDGFR α D842V
12	LYN α	BTK	TSSK1	SGK3	MINK	MST1R	KIT	NuaK1
13	CHK2	c-TAK1	PKG1 β	ARG	ABL1 E255K	HIPK1	TRKC	CK1 γ 1
14	MET	DYRK1a	CAMK2 β	DCAMKL2	FGR	HIPK2	Mer	NEK1
15	LCK	CaMK4	P38 δ	RSK2	MST1	RSK4	CK1 γ 3	PDGFR β
16	SRC	AMPK α 1	TSSK2	RSK3	FLT1	PDGFR α (550)	MET M1250T	MNK1
17	GSK3 β	FLT3	ABL H396P	BRSK2	ABL1 Y253F	EPHA8	AXL	PAK4
18	Erk2	HGK	PDGFR α	PKC α	Fes	CDK5/P25	MARK4	CaMK1 α
19	PKAC α	KDR	FGFR2 N549H	PKC β 1	FLT4	Blk	MELK	PAK3
20	AKT2	Raf-1	HCK	PKC γ	TEC	ALK	CDK1/CycB1	IKK ε
21	INSR	P70S6K	FLT-3 D835Y	PKC δ	ABL1 G250E	PYK2	KIT T670I	PAK5
22	p38 α	IRAK4	FER	PKC ε	LTK	DAPK1	AMPK α 2 / β 1 / γ 1	CaMK1 δ
23	AKT1	SGK	AKT3	PKC η	FMS	Casein K1 γ 2	PKC ι	LOK
24	MSK1	SYK	CAMK2 γ	PKC θ	HER4	FRK	ZIPK	CDK3



Protein Kinase Fluorescent Substrates
(LabChip 3000, EZ Reader, DeskTop Profiler用)

商品番号	商品名	対応キナーゼ	容量/濃度	保存温度	価格	納期
760345	FL-Peptide 1 (5-FAM-AKRRRLSSLRA-COOH)	DAPK1, IKK β, IKK ε, LOK, PAK2, PAK3, PKG1 α, PKG1 β, ROCK1, ROCK2, ZIKP	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760346	FL-Peptide 2 (5-FAM-EAIYAAPFAKKK-CONH2)	ABL, ABL (H396P), ABL (Q252H), ABL (T315I), ABL1 (E255K), ABL1 (G250E), ABL1 (Y253F), ARG, BTK, FLT3, FLT3 (D835Y), MET	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760348	FL-Peptide 4 (5-FAM-EGIYGVLFKKK-CONH2)	Bik, FYN, HCK, LCK, LYN, SRC	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760349	FL-Peptide 5 (5-FAM-GQLIDSMANSFVGR-CONH2)	Raf-1	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760350	FL-Peptide 6 (5-FAM-GRPRTSFAEG-CONH2)	AKT1, AKT2, AKT3, MSK1, SGK	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760351	FL-Peptide 7 (5-FAM-HMRSAMSGHLVKRR-COOH)	AMPK α 1	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760352	FL-Peptide 8 (5-FAM-IPTSPITTYFFFKK-COOH)	Erk1, Erk2, IRAK4, p38 α, p38 β / SAPK2a (T106M), P38 β 2, P38 γ, P38 δ	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760354	FL-Peptide 10 (5-FAM-KKKVRSGLYRSPSPENLNRR-COOH)	AMPK α 2 / β 1 / γ 1, BRSK1, BRSK2, CHK1, CHK2, c-TAK1, MARK1, MARK2, MARK4, MNK1, NuaK1, TSSK1, TSSK2	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760355	FL-Peptide 11 (5-FAM-KKLNRTLVA-COOH)	CAMK2 α, CAMK2 β, CAMK2 γ, CAMK2 δ, CaMK4, DCAMK2, MAPKAPK3, NEK2, RSK1, RSK2, RSK3, SGK2, SGK3	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760356	FL-Peptide 12 (5-FAM-KKLNRTLVA-COOH)	CAMK1 α, CAMK1 δ, DCAMK1, MAPKAPK2, MAPKAPK5, MELK, PASK, PHKG1, PHKG2, PKD1, PKD2, PKD3	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760357	FL-Peptide 13 (5-FAM-KKSRGDYMTMQIG-CONH2)	ALK, DDR2, FGFR1, IGF1R, INSR, MST2	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760359	FL-Peptide 15 (5-FAM-KRREILSRRPpSYR-COOH)	GSK3 α, GSK3 β	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760360	FL-Peptide 16 (5-FAM-KRRRALpVASLPLG-CONH2)	Casein K1 γ 2, CK1 γ 1, CK1 γ 3, CK1 δ, CK1 ε, CSNK1A1	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760362	FL-Peptide 18 (5-FAM-QSPKKG-CONH2)	CDK2	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760363	FL-Peptide 19 (5-FAM-RFARKGSLRQKNV-COOH)	PKC α, PKC β 1, PKC β 2, PKC γ, PKC δ, PKC ε, PKC ζ, PKC η, PKC θ, PKC ι	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760364	FL-Peptide 20 (5-FAM-RSRHSSYPAGT-CONH2)	PIM1, PIM2	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760365	FL-Peptide 21 (5-FAM-LRRASLG-CONH2)	AurA, AURB, AURC, MSK2, PKAC α, PRKX	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760366	FL-Peptide 22 (5-FAM-EEPLYWSFPAKKK-CONH2)	BMX, EGFR, EGFR (T790M), EGFR (T790M L858R), FER, FGFR1 (V561M), FGFR2, FGFR2 (N549H), FGFR3, FGFR3 (K650E), FGFR4, FRK, HER4, JAK2, KDR, LTK, PDGFR α, Ret, Ret (V804L), Ret (Y791F), ROS, SYK, TEC, Yes	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760387	FL-Peptide 24 (5-FAM-KKISGRSLPIMTEQ-CONH2)	DYRK1a, DYRK1b, DYRK3, DYRK4, HIPK1, HIPK2	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760388	FL-Peptide 25 (5-FAM-VDGKEIYNTIRRK-CONH2)	GCK, HGK, MINK, MST1, MST3, NEK1	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760389	FL-Peptide 26 (5-FAM-ARKRETYSGHHA-CONH2)	P70S6K, CLK2, RSK4	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760424	FL-Peptide 27 (5-FAM-EFPIYDFLPAKKK-CONH2)	EPHA1, EPHA2, EPHA3, EPHA4, EPHA5, EPHA8, EPHB1, EPHB2, EPHB3, EPHB4, Fes, FGR, ITK, LYN, Mer, NTRK2, PYK2, SRM, TRKC, TXK, TYRO3	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760429	FL-Peptide 29 (5-FAM-GGGPATPKKAKKL-CONH2)	CDK1/CycB1, CDK3, CDK5/P25	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760430	FL-Peptide 30 (5-FAM-KKKKEIYFFF-CONH2)	AXL, FLT1, FLT4, FMS, KIT, KIT (T670I), MET (M1250T), MST1R, PDGFR α (550), PDGFR α (D842V), PDGFR β	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760480	FL-Peptide 31 (5-FAM-RRRLSFAEPG-NH2)	PAK4, PAK5	500μl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間

※ 納期は、在庫状況および輸入業者の予期せぬトラブルにより、やむをえず遅延してしまう場合がございます。
遅延発生時は、弊社としましても、事態取扱いに向けて最善を尽くさせていただきます。



Phosphodiesterase Substrates
(LabChip 3000, EZ Reader, DeskTop Profiler用)

商品番号	商品名	対応酵素	容量/濃度	保存温度	価格	納期
760444	iFL-cAMP	PDE 4A, PDE 10A	250µl/1.0mM	-20℃	¥79,800	2週間
760445	iFL-cGMP	PDE 5A, PDE 10A	250µl/2.0mM	-20℃	¥79,800	2週間

※ 納期は、在庫状況および輸入業者の予期せぬトラブルにより、やむをえず遅延してしまう場合がございます。
遅延発生時は、弊社としましても、事態収拾に向けて最善を尽くさせていただきます。



HDAC Substrates
(LabChip 3000, EZ Reader, DeskTop Profiler用)

商品番号	商品名	基質情報	容量/濃度	保存温度	価格	納期
760511	Histone 3 Acetylated Peptide	FITC-TGGK (Ac) APR-COOH Histone H3 (aa. Pos 1-7)	500µl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760512	Histone 4 Acetylated Peptide	FITC-TSPQPKK (Ac)-CONH2 Histone H4 (aa. Pos 11-17)	500µl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間
760513	p53 Acetylated Peptide	FITC-LGKGGAK (Ac)-CONH2 p53 (aa. Pos 313-320)	500µl/1.5mM	-20℃	¥79,800	2週間

※ 納期は、在庫状況および輸入業者の予期せぬトラブルにより、やむをえず遅延してしまう場合がございます。
遅延発生時は、弊社としましても、事態収拾に向けて最善を尽くさせていただきます。



Separation buffer & Coating 試薬
(LabChip 3000, EZ Reader, DeskTop Profiler用)

商品番号	商品名	容量	保存温度	価格	納期
760278	Coating Reagent-8 (CR-8)	2 ml	-20℃	¥16,800	2週間
760050	Coating-3 Reagent (CR-3)	35 ml	4℃	¥35,000	2週間
760367	DKP SEPARATION BUFFER with CR-8 構成品 Separation Buffer 1本, CR-8 1本	Separation Buffer : 400 ml CR-8 : 2 ml	4℃ -20℃	¥24,800	1週間


※ 納期は、在庫状況および輸入業者の予期せぬトラブルにより、やむをえず遅延してしまう場合がございます。
遅延発生時は、弊社としましても、事態収拾に向けて最善を尽くさせていただきます。



Small Batch Personalized ProfilerPro Program
(LabChip 3000, EZ Reader, DeskTop Profiler用)

商品番号	商品名	枚数	コスト/枚	保存温度	価格	納期
NA	Small Batch Personalized ProfilerPro Program	12枚	¥298,000	-70℃	¥3,576,000	2ヶ月

※ 納期は、在庫状況および輸入業者の予期せぬトラブルにより、やむをえず遅延してしまう場合がございます。
遅延発生時は、弊社としましても、事態収拾に向けて最善を尽くさせていただきます。



LabChip® シリーズ用LabChip
(LabChip 3000, EZ Reader, DeskTop Profiler用)

商品番号	商品名	サンプル数	コスト/ サンプル	保存温度	価格	納期
760404	LabChip EZ Reader™ 12-Sipper Chip 構成品 EZ Reader 12-Sipper Chip 1個, CR-3 3本	38,400	¥16	4℃	¥600,000	1週間
760375	ProfilerPro™ Chip 構成品 ProfilerPro 4-Sipper Chip 1個, CR-3 1本	12,800	¥35	4℃	¥450,000	2週間

※ 760375 ProfilerPro ChipにCR-3が付属するようになり、それに伴い760407 EZ Reader 4-Sipper Chip with CR-3(EZR 4-Sipper) を販売中止と致しました。尚、EZR 4-Sipperをご購入いただいていたお客様は、760375 ProfilerPro™ Chipをお買い求め下さいますようお願い致します。760375 ProfilerPro™ Chipと旧760407 EZR 4-Sipperは同等品です。

※ 納期は、在庫状況および輸入業者の予期せぬトラブルにより、やむをえず遅延してしまう場合がございます。遅延発生時は、弊社としましても、事態収拾に向けて最善を尽くさせていただきます。



LabChip® EZ Reader シリーズ& DeskTop Profiler用消耗品
(EZ Reader, DeskTop Profiler用)

商品番号	商品名	交換の目安	保存温度	価格	納期
119451	Disposable Trough and Tubing Replacement Kit	1ヶ月	室温	¥17,000	1週間
119447	Buffer Pump Tubing Replacement Kit	1ヶ月	室温	¥10,000	1週間
122256	O-RING REPLACEMENT SET	1ヶ月	室温	¥6,000	1週間
119452	Pressure Pump Tubing Replacement Kit	半年	室温	¥7,000	1週間
119448	Pinch Valve Tubing Replacement Kit	半年	室温	¥10,000	1週間

※ 納期は、在庫状況および輸入業者の予期せぬトラブルにより、やむをえず遅延してしまう場合がございます。遅延発生時は、弊社としましても、事態収拾に向けて最善を尽くさせていただきます。

問い合わせ先

代理店

<http://www.caliperls.jp>
 キャリバーライフサイエンス日本支社
 〒113-0034 東京都文京区湯島2-17-15 斉藤ビル2F
 TEL:03-5840-6551
 FAX:03-5840-6554

Caliper and LabChip are registered trademarks, and the Caliper Logo and the phrase "Working Innovation" are trademarks of Caliper Life Sciences, Inc.

Catalog Cord Reagent-BR-08-JPN